



CODE & EMBALLAGE

236 402 - Ambiance - Carton de 2 x 5 L
236 410 - Citron - Carton de 2 x 5 L
236 425 - Ambiance - Fût de 210 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide coloré selon le parfum
pH : 6,5 ±1,5
Densité : 1,00 g/cm³ ±0,01
Parfums : Ambiance, Citron
Matière active : CHLORURE DE N-ALKYL(C12-C16)-N,N-DIMÉTHYL-N-BENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC (C12-C16)] [CAS 68424-85-1], 15,00 g/kg.

PERFORMANCE DDS

DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT

Détergent à haut pouvoir nettoyant et dégraissant pour les surfaces. Nettoyant désinfectant à forte rémanence. Faiblement moussant aux doses préconisées. Ne nécessite aucun rinçage. Produit biocide TP2 - Bactéricide, Fongicide, Levuricide et Virucide. Efficace sur Coronavirus.

MODE D'EMPLOI

Faiblement moussant, PERFORMANCE DDS peut être utilisé en machine ou manuellement.

Dosage : Diluer 40 ml dans 8 L d'eau tiède (dilution et temps de contact variables selon l'efficacité biocide recherchée, se référer au tableau des caractéristiques microbiologiques ci-dessous).

CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

EFFICACITÉ*	NORMES	°C	TEMPS	%	SOUCHES
Bactéricide	EN 1276	20°C	5 mn.	0,5 %	- Enterococcus hirae - Staphylococcus aureus - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Listeria monocytogenes - Salmonella enterica
	EN 13697		15 mn.		
Levuricide	EN 1650	20°C	30 mn.	0,5 %	- Candida albicans
Fongicide	EN 13697	20°C	15 mn.	0,5 %	- Candida albicans - Aspergillus brasiliensis
		40°C	30 mn.		
Virucide	EN 14476	20°C	60 mn.	15 %	- Adénovirus type 5 - Norovirus murin - Poliovirus
			5 mn.	3 %	- BCoV

*L'ensemble des normes est réalisé en condition de saleté.

DOMAINES D'APPLICATION

PERFORMANCE DDS peut être utilisé pour l'entretien des murs, des sols, des faïences, des thermoplastiques et du mobilier sanitaire, des intérieurs de voitures.

Son emploi est recommandé pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.).

PERFORMANCE DDS DÉTERGENT DÉSINFECTANT SURODORANT

PRÉCAUTIONS

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Pour plus de détails, notamment les fragrances allergisantes, se référer à la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).

Utilisable en : TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 et 907/2006) : Pour plus de détails, notamment les fragrances allergisantes, se référer à la fiche de données de sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (Ambiance : N°5341 / Citron : N°5301) ; + 33 (0) 3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilité d'applications. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.